



Jan 20, 2026

Kappaphycus alvarezii DNA Extraction by CTAB (2X) and precipitation in ammonium acetate and isopropanol

DOI

<https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.4r3l2z2rxl1y/v1>

Yasmin Cunha^{1,2}

¹BioBureau Biotecnologia; ²UFRJ



Yasmin Cunha

Create & collaborate more with a free account

Edit and publish protocols, collaborate in communities, share insights through comments, and track progress with run records.

Create free account

OPEN  ACCESS



DOI: <https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.4r3l2z2rxl1y/v1>

Protocol Citation: Yasmin Cunha 2026. Kappaphycus alvarezii DNA Extraction by CTAB (2X) and precipitation in ammonium acetate and isopropanol . **protocols.io** <https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.4r3l2z2rxl1y/v1>

License: This is an open access protocol distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](#), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited

Protocol status: Working

We use this protocol and it's working

Created: January 19, 2026

Last Modified: January 20, 2026

Protocol Integer ID: 238919

Keywords: Biologia molecular, DNA, Extração, tecido, kappaphycus alvarezii dna extraction by ctab, quality genomic dna extraction from kappaphycus alvarezii, kappaphycus alvarezii dna extraction, quality genomic dna extraction, kappaphycus alvarezii, red seaweed, ctab protocol, optimized ctab protocol, ctab

Abstract

Our optimized CTAB protocol offers a reliable solution for high-quality genomic DNA extraction from *Kappaphycus alvarezii*, a red seaweed, samples.

Materials

****Reagentes:****

- Tampão CTAB 2X: 15 ml
- 2-MERCAPTOETHANOL 99% (Acros Organics, Cat#125470010): 0,2% ul
- POLYVINYL PYRROLIDONE (PVP) 40 (Sigma, Cat#PVP40-100G): 2% g
- Clorofórmio, Molecular Biology Grade (MPBiomedicals, Cat#193814): 15 ml
- Isoamyl alcohol, (molecular biology) ≥98.5% (Sigma, Cat#I9392)
- Isopropanol, Molecular Biology Grade (Sigma Aldrich, Cat#I9516-500ML): 1 volume ml
- Acetato de amônio, 7,5 M (P/ BIOMOL): 0,08 volume ul
- Etanol, Molecular Biology Grade (Sigma Aldrich, Cat#E7023-500ML): 5 ml
- "TE high salt" (BIOMOL) feito no lab: 5 ml
- "TE minus NaCl" (BIOMOL) feito no lab: 250 ul
- Água Molecular Biology Grade (Sigma Aldrich, Cat#W4502-1L): 10 ml
- Água sanitária diluída (0.5%): 200 ml (NA necessário para 1 experimento)
- Álcool spray ou LGC Cleaner: 1 ml (NA necessário para 1 experimento)

****Material plástico DNase 26 RNase Free dedicados para extração de DNA:****

- Ponteria com filtro, 1000 µl: 5 Unidade
- Ponteria com filtro, 200 µl: 4 Unidade
- Ponteria com filtro, 10 µl: 1 Unidade
- Microtubos, 1.5 mL: 5 Unidade
- Falcon 15 ou 50 mL (para preparo de etanol 75%): 1 Unidade (NA necessário para 1 experimento)

****Material para dissecação:****

- Pinça
- Haste para estilete nº 11
- Lâmina para estilete nº 11 (descartável)
- Placa de Petri estéril
- Papel toalha
- Papel lenço em rolo (para forrar a bancada)
- LGC Cleaner

****Equipamentos e espaços:****

- Micropipetas dedicadas para extração de DNA (p1000, p200, p10)
- Microcentrífuga com refrigeração (para eppendorfs e com velocidade até 12000xg)
- Capela (em todas as etapas com Clorofórmio:álcool isoamílico)
- Bancada pré-PCR



Before start

Considerations for bench and solution prep:

Make sure the bench and materials have been thoroughly cleaned and sterilized. Use diluted chlorine (at 0.5%), followed by an ethanol 70% cleanup, and after it has dried, spray LGC Cleaner, let it soak for 5 minutes, and then cleanup with ethanol and a piece of paper.

Always prepare fresh solutions and aliquots, and use molecular biology-grade water for dilutions.



CTAB (2X)

25m

- 1 This buffer consists of Tris-HCl (at a final concentration of 0.1 M), NaCl (1 M), EDTA (0.2 M), and CTAB (at 2%), without PVP and β -mercaptoethanol (to be added immediately prior to use).
- 1.1 To prepare a 100 ml solution, add 10 ml of Tris-HCl (at 1 M, pH 8.0), 46.66 ml of NaCl solution (at 3 M) and 4 ml of EDTA (at 0.5 M).
- 1.2 Add 2 g of CTAB, and adjust the volume up to 100 ml with distilled water.
- 1.3 Autoclave the solution for 20 minutes, at 1 ATM and 121°C.
- 1.4 Before use of the solution, for 15 ml (one sample) add 0.3 g of PVP (for a 2% final concentration) and 30 μ l of β -mercaptoethanol (for 0.2%).

5m

20m



TE high salt

25m

- 2 This buffer consists of Tris-HCl (at a final concentration of 0.01 M), NaCl (1 M), and EDTA (1 mM).
- 2.1 To prepare a 50 ml solution, add 0.5 ml of Tris-HCl (at 1 M, pH 8.0), 16.66 ml of NaCl solution (at 3 M) and 100 μ l of EDTA (at 0.5 M). Adjust the volume up to 50 ml with distilled water.
- 2.2 Autoclave the solution for 20 minutes, at 1 ATM and 121°C.

5m

20m

TE high minus NaCl

- 3 This buffer consists of Tris-HCl (at a final concentration of 0.01 M), and EDTA (1 mM).
- 3.1 To prepare a 50 ml solution, add 0.5 ml of Tris-HCl (at 1 M, pH 8.0), 16.66 ml of NaCl solution (at 3 M) and 100 μ l of EDTA (at 0.5 M). Adjust the volume up to 50 ml with distilled water.
- 3.2 Autoclave the solution for 20 minutes, at 1 ATM and 121°C.



Tissue prep

10m

- 4 Use properly sterilized material, as described above.
- 5 If the samples are not being extracted immediately after sampling, place the algae pieces in aluminum foil, wrap and properly identify the sample. Immerse the sample in liquid nitrogen, and store it at -80 oC until processing.
- 6 Place small algae pieces in a crucible, and pour liquid nitrogen into it until the pieces are fully covered. Macerate the pieces into a fine powder, constantly replacing the liquid nitrogen, not letting it evaporate completely.

10m

Extração de DNA

6h 20m

- 7 Transfer 5 g of the algae powder into a 50 ml falcon, with 15 ml of CTAB (with 2% PVP and 0.2% b-mercaptoethanol). Add 15 ml of chloroform:isoamyl alcohol (24:1). Gently invert the tubes to homogenize the content.
- 8 Centrifuge the falcons at maximum speed (5000 rpm) for 20 minutes, at room temperature.
- 9 After centrifugation, two phases will form. Transfer the aqueous phase into a new falcon and add 1 V (about 15 ml) of isopropanol.
- 10 Keep samples at -20 oC overnight or at -80 oC for 1 hour.
- 11 Centrifuge the falcons at maximum speed (5000 rpm) for 20 minutes, at room temperature. Discard the supernatant.
- 12 Add 5 ml of ethanol 80% and 0.08 V (400 ul) of ammonium acetate 7.5 M.
- 13 Centrifuge the falcons at maximum speed (5000 rpm) for 20 minutes, at room temperature. Discard the supernatant.
- 14 Add 5 ml of ethanol (100%). Incubate the tubes for 20 min at room temperature.

5m

20m



1h



20m



20m





- 15 Centrifuge the falcons at maximum speed (5000 rpm) for 20 minutes, at room temperature. Discard the supernatant. 
- 16 Resuspend the pellet in 5 ml in "TE high salt", incubate at 60 oC por 1-2 hours. 2h  
- 17 Add 5 ml of CTAB 2X (without PVP and b-mercaptoethanol) and 5 ml of chloroform:isoamyl alcohol (24:1).
- 18 Centrifuge the falcons at maximum speed (5000 rpm) for 20 minutes, at room temperature. Discard the supernatant. 20m 
- 19 After centrifugation, two phases will form. Transfer the aqueous phase into a new falcon and add 1 V (about 15 ml) of isopropanol.
- 20 Keep samples at -20 oC overnight or at -80 oC for 1 hour. 1h   
- 21 Centrifuge the falcons at maximum speed (5000 rpm) for 20 minutes, at room temperature. Discard the supernatant.
- 22 Add 5 ml of ethanol 80% and 0.08 V (400 ul) of ammonium acetate 7.5 M.
- 23 Centrifuge the falcons at maximum speed (5000 rpm) for 20 minutes, at room temperature. Discard the supernatant. 20m 
- 24 Add 5 ml of ethanol (100%). Centrifuge the falcons at maximum speed (5000 rpm) for 20 minutes, at room temperature. Discard the supernatant and let the pellets dry at room temperature. 20m 
- 25 Resuspend the pellets in 250 ul of "TE minus NaCl".
- 26 For RNA removal, add 0.25 ul of RNase A and incubate at 37 oC for 15 min 15m  



- 27 Assess sample quality and DNA concentration by NanoDrop and Qubit, and integrity by eletrophoresis by agarose gel (0.8%).

Acknowledgements

This procedure was originally created by *Milica Markovic_*.

****Procedural Steps:****

13. Centrifugar na velocidade máxima (para falcão de 50ml) por 20 minutos.
14. Após a centrifugação, duas fases se formarão: o fundo com sujeira e clorofórmio e o sobrenadante aquoso.
15. Transfira o sobrenadante para um novo falcon e adicione 1 volume de isopropanol;
16. Deixe a -20°C durante a noite;
17. No dia seguinte, Centrifugue na velocidade máxima (para um falcon de 50 ml) por 20 minutos.
18. Descarte o sobrenadante;
19. Adicionar 5 ml de etanol 80% e 0,08v de acetato de amônio 7,5M.
20. Centrifugue por 20 minutos;
21. Descarte o sobrenadante e adicione 5ml de etanol 100%. Centrifugue por 20 minutos novamente em máxima velocidade.
22. Descarte o sobrenadante e deixe o pellet secar;
23. Ressuspenda o pellet em 250 ul de "TE minus NaCl"
24. Adicionar 0,25ul de RNase (Sigma-Aldrich R4642-10MG) incubar a 37°C por 15'.
25. O DNA pode ser avaliado por NanoDrop e eletroforese em agarose (0,8%), e quantificado por fluorimetri (Qubit).